




VAPOTHERM®

Overføringsenhet

HURTIGVEILEDNING



Denne veiledningen gir deg grunninstruksjonene for hvordan å sette opp og drive Vapotherm Transfer Unit. Vapotherm Transfer Unit skal kun brukes med Vapotherm Precision Flow.

VTU MOBILE BEHANDINGSLEVERINGSTIDER

LAV STØMNINGSPASIENTKRETS TIL ENGANGSBRUK

(varighet av bruk av blanding fra E-størrelse oksygen- og E-størrelse luftsylindere, tider vist i minutter).

TOTAL STRØMNING L/MIN.	% OKSYGEN								
	21 %	30 %	35 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
1	560	632	681	681	1106	903	750	641	560
2	280	316	340	340	553	451	375	321	280
3	187	211	226	226	369	301	250	214	187
4	140	158	170	170	277	226	187	160	140
5	112	126	136	136	221	181	150	128	112
6	93	105	113	113	184	150	125	107	93
7	80	90	97	97	158	129	107	92	80
8	70	79	85	85	138	113	94	80	70

KLINISK BRUK

Når du overfører en pasient mellom pleieområder, kan du bytte ut pasientkretsen til engangsbruk fra VTU til en stasjonær Precision Flow-enhet.

PLEIEOMRÅDER

VTU kan brukes til å overføre pasienter innen medisinske miljøer for akutt pleie som Precision Flow er klarert for.

Advarsel: Disse beregningene av mobil kjøretid er basert på bruk av en 2000-psi E-sylinder. Virkelig ytelse kan variere avhengig av mengden av gass i sylindrene.

HØY STRØMNING PASIENTKRETS TIL ENGANGSBRUK

(varighet av bruk av blanding fra E-størrelse oksygen- og E-størrelse luftsynindere, tider vist i minutter).

TOTAL STRØMNING L/MIN.	% OKSYGEN								
	21 %	30 %	35 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
5	112	126	136	136	221	181	150	128	112
6	93	105	113	113	184	150	125	107	93
7	80	90	97	97	158	129	107	92	80
8	70	79	85	85	138	113	94	80	70
9	62	70	76	76	123	100	83	71	62
10	56	63	68	68	111	90	75	64	56
15	37	42	45	45	74	60	50	43	37
20	28	32	34	34	55	45	37	32	28
25	22	25	27	27	44	36	30	26	22
30	19	21	23	23	37	30	25	21	19
40	14	16	17	17	28	23	19	16	14

Vapotherm Transfer Unit (VTU) tillater den mobile leveringen av høystrømning fuktet respirasjonsbehandling innen et sykehusmiljø. Med en fullstendig ladet batterimodul og fylte gassforsyningstanker avhenger varigheten av tilgjengelig mobil behandling av 2 faktorer:

- Tankgassforsyning: Mobil kjøretid vil variere avhengig av O₂/luftblanding og strømningshastighetinnstillinger på Precision Flow.
- Batterilevetid: Opptil 1 time fra en full oppadning. Ikke la batteriet opplade i en lengre tidsperiode for å unngå ugunstig batteriytelse ved overoppladning. Å la batterier være helt utladet i lengre tidsperioder **INNVIKLER** ugunstig på batteriytelse. For langtids lagring fjern kablene fra batteriet etter at det er fullstendig oppladet. Batteriet skal lades minst én gang hver 4. måned.

OPPSETTINSTRUKSJONER

- ▶ Kople **VT-ENHETENS** 18-tommers slange til luft (LUFT)-filterfellen og **VT-ENHETENS** 18-tommers oksygen(O₂)-filterfellen på Precision Flow.
- ▶ Fest de andre 18-tommers luft / O₂-slangene til **TANK** NIST-koblingene på luft / O₂ -manifoldet.
- ▶ Fest de 10-fots luft / O₂-slangene til **VEGG** NIST-koblingene på luft / O₂-manifoldet.

SENERKOBLING



BYTTE GASS- OG STRØMKILDER

1. Bekrefte Precision Flow-behandlingsinnstillingene.
2. Åpne oksygen- og luft E-sylindrene og bekrefte at tankene inneholder tilstrekkelig gassforsyning.
Advarsel: Ikke forsøk å overføre en pasient med ≤ 400 psi i én av tankene.
3. Frakople oksygen- og luftslangene fra gassforsyningen på veggen.
4. Trekk ut stømledningen fra Astrodyne-TDI -strømforsyningen og oppbevar den trygt på enheten.
5. Overfør pasient til ønsket sted innen sykehuset.
6. På ankomststedet:
 - Kople oksygen- og luftslangene fra gassforsyningen på veggen.
 - Lukk oksygen- og luft E-sylindrene.
 - Plugg Astrodyne-TDI-strømforsyningen inn i en sykehusgradkontakt.



VAPOTHERM, INC.
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833
Tlf.: 603-658-0011
USA

Technical Support
[teknisk støtte]
Tlf.: +1 (603) 658-5121
Internasjonalt
+855 557 8276 innenlands
ts@vtherm.com

Kan være patentbeskyttet. www.vapotherm.com/patents



AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Germany

