

<b>Teknik Bülten</b>		
	<b>BAŞLIK: HVT 2.0 Kullanım Talimatları Güncellemeleri</b>	
Belge No: TECH-00044_TR-TR	Revizyon: A	SAYFA: 1 / 2

**Dağıtım:** Vapotherm web sitesi, Müşteri Hizmetleri, Teknik Destek ve Satış Ekibi (Küresel)

**Konu:** Bu Bülten, HVT 2.0 Kullanım Talimatlarınız için bir güncelleme teşkil eder:

- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP)

Eksiksiz talimatlar ile tüm uyarılar ve önlemler için yukarıda listelenen, atıf yapılmış Kullanım Talimatlarına bakın.


**Tarih:** Ağustos 2022

Lütfen ilgili bölümlere aşağıdaki bilgileri gösterilen şekilde ekleyin ve/veya bilgileri değiştirin:

## HVT 2.0 İlk Cihaz Kurulumu Süreci

### 5. Adım: Cihaz tercihlerini ayarlayın


Şekil 7: Cihaz tercihleri ayarları bölümünü aşağıdakiyle değiştirin:

<p><b>5. Adım: Cihaz tercihlerini ayarlayın</b></p> <p>Cihaz tercihlerini ayarlayın.</p>	
--	--

Şekil 7: Cihaz tercihleri ayarları

## Hasta Arayüzü Tipini Seçme

6. Tedaviye başlamadan önce DPC'nin suyla ilk çalıştırmasına izin verin. Cihaz, ilk çalıştırmanın tamamlandığını gösterecektir. DPC'nin esnek, sert veya yarı sert su torbaları ve şişeleri de dahil steril veya damıtılmış su kaynağıyla ilk çalıştırması 5 dakika kadar sürebilir.

<b>Teknik Bülten</b>		
	<b>BAŞLIK: HVT 2.0 Kullanım Talimatları Güncellemeleri</b>	
Belge No: TECH-00044_TR-TR	Revizyon: A	SAYFA: 2 / 2

## Tedavi Parametrelerini Seçme

Değişim! Not ve Şekil 31: %100 FiO<sub>2</sub> zamanlayıcı ekranı bölümünü aşağıdakiyle değiştirin:

<p>[%100 FiO<sub>2</sub>] düğmesine basılıp onaylandığında, FiO<sub>2</sub> 2 dakika boyunca %100 oranında uygulanır ve ekranda bir zamanlayıcı görüntülenir.</p> <p>2 dakika sona erdiğinde, FiO<sub>2</sub> ayarı başlangıç ayarına döner.</p> <p><b>! NOT:</b> 2 dakika dolmadan %100 FiO<sub>2</sub> uygulamasını durdurmak ve önceki FiO<sub>2</sub> ayarına geri dönmek için [iptal] düğmesine dokununuz ve [Evet] düğmesine dokunarak &lt;ONAYLAYIN&gt;. %100 FiO<sub>2</sub> uygulamaya devam etmek için [Hayır] düğmesine dokununuz.</p>	
---	---

Şekil 31: %100 FiO<sub>2</sub> zamanlayıcı ekranları

## Hasta Nakli Nasıl Yapılır?

5. Adıma aşağıdaki Notu ekleyin:

**! NOT:** AC gücüne bağlandığında, cihaz 20 – 25 santigrat derece sıcaklık aralığının dışında çalıştırılırsa transfer pilinin şarjı yavaşlayabilir veya duraklatılabilir.

Bu değişiklikle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen [ts@vtherm.com](mailto:ts@vtherm.com) adresinden Vapotherm Teknik Destek ile veya yerel Vapotherm temsilcinizle iletişime geçin.