

Cet addenda présente la série de canules nasales ProSoft Hi-VNI et est destiné aux appendices des manuels d'utilisation Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic et Precision Flow Heliox.

Canules ProSoft

Taille	Pièce n°	Débit max	Débits opérationnels
Adulte Longue	ProSoft-XL	40	5-40 l/min (Cartouche haut débit)
Adulte	ProSoft-ADULT	40	
Pédiatrique/adulte de petite taille	ProSoft-PED-AS	40	
Pédiatrique de petite taille	ProSoft-PED-S	20	1-20 l/min (Cartouche haut débit 5-20 l/min; Cartouche faible débit 1-8 l/min)
Nourrisson intermédiaire	ProSoft-INT-INF	8	1-8 l/min (Cartouche faible débit)
Nourrisson	ProSoft-INF	8	
Prématuré	ProSoft- PRE	8	
Nouveau-né	ProSoft-NEO	8	

Les canules nasales ProSoft Hi-VNI sont étiquetées comme à usage pour patient unique et doivent être remplacées après 30 jours. Les circuits patients jetables, qui incluent la cartouche de transfert de vapeur, le chargeur d'eau jetable et le tube d'alimentation sont étiquetés à usage unique et doivent être remplacés au bout de 30 jours d'utilisation sur un même patient.

Pour la liste complète des canules disponibles et des informations sur la sélection, l'application et l'utilisation, reportez-vous à la section « Raccordement au patient » du manuel Precision Flow approprié.