

Esta adenda apresenta a série de cânulas nasais ProSoft Hi-VNI e destina-se para os apêndices dos Manuais de Instruções de Utilização do Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic e Precision Flow Heliox.

#### Cânulas ProSoft

Tamanho	N.º da peça	Fluxo máximo	Taxas de fluxo operacionais
Comprido para adulto	ProSoft-XL	40	5-40 L/min (Cartucho de alto fluxo)
Adulto	ProSoft-ADULT	40	
Pequeno para crianças/adultos	ProSoft-PED-AS	40	
Pequeno para crianças	ProSoft-PED-S	20	1-20 L/min (Cartucho de alto fluxo 5-20 L/min; Cartucho de baixo fluxo 1-8 L/min)
Bebé intermediário	ProSoft-INT-INF	8	1-8 L/min (Cartucho de baixo fluxo)
Bebé	ProSoft-INF	8	
Prematuro	ProSoft- PRE	8	
Neonato	ProSoft-NEO	8	

Cânulas nasais ProSoft Hi-VNI são rotuladas como para apenas o uso de um paciente e deve ser substituído após 30 dias. Circuitos de pacientes descartáveis, o qual inclui o cartucho de transferência de vapor, caminho da água descartável e tubo de entrega, são rotulados como para apenas o uso de um paciente e devem ser substituídos por 30 dias de uso em um único paciente.

Para obter uma lista completa de cânulas disponíveis e informações sobre a seleção, aplicação e uso consulte a secção “Ligação ao paciente” do manual de Fluxo de precisão apropriado.