


Technisches Bulletin		
 VAPOTHERM	TITEL: Aktualisierung der Gebrauchsanweisung für HVT 2.0	
DOK.-NR.: TECH-00045_DE-DE	Revision: A	SEITE: 1 von 1

Verteiler: Vapotherm-Webseite, Kundendienst, technischer Support und Vertriebsteam (weltweit)

Betreff: Dieses Bulletin dient als Aktualisierung Ihrer Gebrauchsanweisung für HVT 2.0:

- 43000655 Rev. B (EN)
- 43000656 Rev. B (EN)
- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV, PT, TR, ES-MX, ES, ID, JA-JP)

In der oben aufgeführten Gebrauchsanweisung finden Sie die vollständigen Anweisungen sowie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen. IFUs können unter <https://vapotherm.com/hvt2/> heruntergeladen werden.

Datum: Ab sofort gültig

Bitte entfernen oder ersetzen Sie wie angegeben die folgenden Informationen in den Abschnitten der Gebrauchsanweisung:

Abschnitt 4: Das HVT 2.0-System verwenden

Die Funktion „Flow-Rechner – Pädiatrie“ ist auf dem HVT 2.0-Gerät nicht mehr verfügbar.

Anhang C – Technische Daten

Systemanforderungen

AC-Stromversorgung:	100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
Sauerstoffversorgung:	Sauerstoff oder Sauerstoffkonzentration bei Eingangsdrücken zwischen 0,276 und 5,99 bar (4 und 87 PSI)

Leistung

Sauerstoffkonzentration:	Genauigkeit $\pm 2\%$ Versorgung über Wandanschluss oder Flasche
--------------------------	------------------------------------------------------------------

Wenn Sie Fragen zu dieser Änderung haben, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Vapotherm unter ts@vtherm.com oder an Ihren Vapotherm-Vertreter vor Ort.

AJW Technology Consulting GmbH
Breite Straße 3
40213 Düsseldorf (Germany)
Telephone: +49 211 54059 6030