

<b>Bulletin technique</b>		
 <b>VAPOTHERM</b>	<b>TITRE : Mises à jour du mode d'emploi du HVT 2.0</b>	
N° de DOC. : TECH-00045_FR-FR	Révision : A	PAGE : 1 sur 1

**Distribution :** site Web de Vapotherm, service client, assistance technique et équipe de vente (internationale)

**Objet :** Ce bulletin sert de mise à jour de votre mode d'emploi du HVT 2.0 :

- 43000655 Rév. B (EN)
- 43000656 Rév. B (EN)
- 43000657 Rév. A (DE)
- 43000671 Rév. A (GB)
- 43000656 Rév. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV, PT, TR, ES-MX, ES, ID, JA-JP)

Consultez le mode d'emploi mentionné ci-dessus pour des instructions complètes ainsi que tous les avertissements et précautions. Les modes d'emploi peuvent être téléchargés depuis <https://vapotherm.com/hvt2/>

**Date :** en vigueur immédiatement

Veillez supprimer ou remplacer les informations suivantes aux sections du mode d'emploi comme indiqué :

## Section 4 : Utilisation du système HVT 2.0

La fonction Calculateur de flux pédiatrique n'est plus disponible sur l'appareil HVT 2.0.

## Annexe C - Spécifications techniques

### Exigences du système

Alimentation en courant alternatif :	100 à 240 Vca, 50 à 60 Hz
Alimentation en oxygène :	Oxygène ou concentration d'oxygène à des pressions d'entrée comprises entre 4 et 87 psi.

### Performance

Pourcentage d'oxygène :	Précision : $\pm 2$ % source murale ou réservoir
-------------------------	--------------------------------------------------

Si vous avez des questions concernant ce changement, veuillez contacter l'assistance technique de Vapotherm à l'adresse [ts@vtherm.com](mailto:ts@vtherm.com) ou votre représentant Vapotherm local.

AJW Technology Consulting GmbH  
Breite Straße 3  
40213 Düsseldorf (Germany)  
Telephone: +49 211 54059 6030