


<b>Buletin Teknis</b>		
 <b>VAPOTHERM</b>	<b>JUDUL: Pembaruan Petunjuk Penggunaan HVT 2.0</b>	
DOK #: TECH-00045_ID-ID	Revisi: A	HALAMAN: 1 dari 1

**Distribusi:** Situs web Vapotherm, Layanan Pelanggan, Dukungan Teknis, dan Tim Penjualan (Global)

**Subjek:** Buletin ini berfungsi sebagai pembaruan untuk Petunjuk Penggunaan HVT 2.0 Anda:

- 43000655 Rev. B (EN)
- 43000656 Rev. B (EN)
- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV, PT, TR, ES-MX, ES, ID, JA-JP)

Lihat referensi Petunjuk Penggunaan (IFU) yang tercantum di atas untuk petunjuk lengkap serta semua peringatan dan tindakan pencegahan. IFU dapat diunduh di <https://vapotherm.com/hvt2/>

**Tanggal:** Berlaku Segera

Hapus atau ganti informasi berikut di dalam Bagian IFU seperti yang ditunjukkan:

## Bagian 4: Menggunakan Sistem HVT 2.0

Fitur Kalkulator Arus Pediatrik tidak lagi tersedia di perangkat HVT 2.0.

## Lampiran C – Spesifikasi Teknis

### Persyaratan Sistem

Daya AC:	100 hingga 240 VAC, 50 hingga 60 Hz
Pasokan Oksigen:	Oksigen atau konsentrasi oksigen pada tekanan masuk antara 4 dan 87 psi.

### Kinerja

Persentase Oksigen:	Akurasi $\pm$ 2% Sumber Dinding atau Sumber Tangki
---------------------	--

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang perubahan ini, silakan hubungi Dukungan Teknis Vapotherm di alamat [ts@vtherm.com](mailto:ts@vtherm.com) atau perwakilan Vapotherm terdekat.

AJW Technology Consulting GmbH  
Breite Straße 3  
40213 Düsseldorf (Germany)  
Telephone: +49 211 54059 6030