


Bollettino tecnico		
 VAPOTHERM	TITOLO: Aggiornamenti di HVT 2.0 Istruzioni per l'uso	
N. DOC: TECH-00045_IT-IT	Revisione: A	PAGINA: 1 di 1

Distribuzione: sito Web, Servizio clienti, Supporto tecnico e Team di vendita (globale) di Vapotherm

Oggetto: questo bollettino funge da aggiornamento del manuale HVT 2.0 Istruzioni per l'uso:

- 43000655 Rev. B (IT)
- 43000656 Rev. B (IT)
- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV, PT, TR, ES-MX, ES, ID, JA-JP)

Consultare le Istruzioni per l'uso (IFU) di riferimento sopra elencate per le istruzioni complete e tutte le avvertenze e precauzioni. Le istruzioni per l'uso possono essere scaricate all'indirizzo <https://vapotherm.com/hvt2/>

Data: con effetto immediato

Togliere o sostituire le seguenti informazioni nelle sezioni delle IFU come indicato:

Sezione 4: Utilizzo del sistema HVT 2.0

La funzione Calcolatore di flusso pediatrico non è più disponibile sul dispositivo HVT 2.0.

Appendice C – Specifiche tecniche

Requisiti di sistema

Alimentazione AC:	Da 100 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz
Alimentazione dell'ossigeno:	Ossigeno o concentrazione di ossigeno a pressioni di ingresso comprese tra 4 e 87 psi.

Prestazioni

Percentuale di ossigeno:	Precisione \pm 2% origine parete o serbatoio
--------------------------	--

In caso di domande su questa modifica, contattare il Supporto tecnico Vapotherm all'indirizzo ts@vtherm.com o il rappresentante Vapotherm locale.

AJW Technology Consulting GmbH
Breite Straße 3
40213 Düsseldorf (Germany)
Telephone: +49 211 54059 6030