


<b>Technisch bulletin</b>		
 <b>VAPOTHERM</b>	<b>TITEL: HVT 2.0-updates voor gebruiksaanwijzingen</b>	
DOC #: TECH-00045_NL-BE	Revisie: A	BLADZIJDE: 1 van 1

**Distributie:** Vapotherm-website, klantenservice, technische ondersteuning en verkoopteam (wereldwijd)

**Onderwerp:** Dit bulletin dient als update van uw gebruiksaanwijzing HVT 2.0:

- 43000655 Rev. B (EN)
- 43000656 Rev. B (EN)
- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV, PT, TR, ES-MX, ES, ID, JA-JP)

Zie de gebruiksaanwijzing (IFU) waarnaar hierboven wordt verwezen voor volledige instructies en alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. IFU's kunnen worden gedownload op: <https://vapotherm.com/hvt2/>

**Datum:** Onmiddellijk van kracht

Gelieve de volgende informatie te verwijderen of te vervangen in de rubrieken van de IFU, zoals aangegeven:

## Hoofdstuk 4: gebruik van het HVT 2.0-systeem

De functie Pediatriche debietcalculator is niet langer beschikbaar op het HVT 2.0-apparaat.

## Bijlage C – Technische specificaties

### Systeemvereisten

AC-voeding:	100 tot 240 VAC, 50 tot 60 Hz
Zuurstoftoevoer:	Zuurstof of zuurstofconcentratie bij een inlaatdruk tussen 4 en 87 psi.

### Werking

Zuurstofpercentage:	Nauwkeurigheid $\pm$ 2% vanuit de muur of een tank
---------------------	--

Als u vragen hebt over deze wijziging, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Vapotherm op [ts@vtherm.com](mailto:ts@vtherm.com) of met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Vapotherm.

AJW Technology Consulting GmbH  
Breite Straße 3  
40213 Düsseldorf (Germany)  
Telephone: +49 211 54059 6030