


Boletim técnico		
 VAPOTHERM	TÍTULO: Atualizações das Instruções de utilização do HVT 2.0	
N.º de DOC: TECH-00045_PT-PT	Revisão: A	PÁGINA: 1 de 1

Distribuição: site da Vapotherm, Apoio ao Cliente, Suporte Técnico e Equipa de Vendas (global)

Assunto: este boletim serve como uma atualização às suas Instruções de utilização do HVT 2.0:

- 43000655 Rev. B (EN)
- 43000656 Rev. B (EN)
- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV, PT, TR, ES-MX, ES, ID, JA-JP)

Consulte as Instruções de utilização listadas acima para obter instruções completas, bem como todas as advertências e precauções. As Instruções de utilização podem ser transferidas em <https://vapotherm.com/hvt2/>

Data: imediatamente em vigor

Remova ou substitua as seguintes informações das secções das Instruções de utilização conforme indicado:

Secção 4: Utilizar o sistema HVT 2.0

A funcionalidade Calculador de fluxo pediátrico já não está disponível no dispositivo HVT 2.0.

Anexo C – Especificações técnicas

Requisitos do sistema

Alimentação AC:	100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz
Fornecimento de oxigénio:	Oxigénio ou concentração de oxigénio com pressão de entrada entre 4 e 87 psi.

Desempenho

Porcentagem de oxigénio:	Precisão \pm 2% com alimentação de canalização ou tanque
--------------------------	--

Se tiver alguma questão sobre esta alteração, contacte o Apoio Técnico da Vapotherm em ts@vtherm.com ou o seu representante local da Vapotherm.

AJW Technology Consulting GmbH
Breite Straße 3
40213 Düsseldorf (Germany)
Telephone: +49 211 54059 6030