


Boletín técnico		
 VAPOTHERM	TÍTULO: Actualizaciones de las instrucciones de uso de HVT 2.0	
N.º de DOC: TECH-00045_ES-ES	Revisión: A	PÁGINA: 1 de 1

Distribución: sitio web de Vapotherm, servicio de atención al cliente, soporte técnico y equipo de ventas (global)

Asunto: Este boletín sirve de actualización de las Instrucciones de uso de HVT 2.0:

- 43000655 Rev. B (EN)
- 43000656 Rev. B (EN)
- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV, PT, TR, ES-MX, ES, ID, JA-JP)

Consulte las Instrucciones de uso mencionadas anteriormente para obtener instrucciones completas, así como todas las advertencias y precauciones. Las instrucciones de uso se pueden descargar en <https://vapotherm.com/hvt2/>

Fecha: Vigencia inmediata

Elimine o sustituya la información siguiente o añádala en las secciones de las instrucciones de uso según se indica:

Sección 4: Uso del sistema HVT 2.0

La función de calculador de flujo pediátrico ya no está disponible en el dispositivo HVT 2.0.

Apéndice C: Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema

Alimentación de AC:	100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz
Administración de oxígeno:	Oxígeno o concentración de oxígeno a presiones de entrada de entre 4 y 87 psi.

Rendimiento

Porcentaje de oxígeno:	Precisión: fuente de pared o tanque $\pm 2\%$
------------------------	---

Si tiene alguna pregunta sobre este cambio, contacte con el soporte técnico de Vapotherm en ts@vtherm.com o con su representante local de Vapotherm.

AJW Technology Consulting GmbH
Breite Straße 3
40213 Düsseldorf (Germany)
Telephone: +49 211 54059 6030