

Boletín técnico		
 VAPOTHERM	TÍTULO: Actualizaciones de las Instrucciones de uso del HVT 2.0	
Nº DOC: TECH-00045_ES-MX	Revisión: A	PÁGINA: 1 de 1

Distribución: sitio web de Vapotherm, servicio al cliente, servicio técnico y equipo de ventas (global)

Asunto: este Boletín sirve como una actualización de las Instrucciones de uso del HVT 2.0:

- 43000655 Rev. B (EN)
- 43000656 Rev. B (EN)
- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV, PT, TR, ES-MX, ES, ID, JA-JP)

Consulte las Instrucciones de uso mencionadas anteriormente para obtener instrucciones completas y todas las advertencias y precauciones. Las instrucciones de uso se pueden descargar en <https://vapotherm.com/hvt2/>

Fecha: Efectivo inmediatamente

Remueva o reemplace la siguiente información dentro de las Secciones de las Instrucciones de uso como se indica:

Sección 4: Uso del Sistema HVT 2.0

La función Calculadora de flujo pediátrico ya no está disponible en el dispositivo HVT 2.0.

Apéndice C: Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema

Alimentación de AC:	100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz
Suministro de oxígeno:	Oxígeno o concentración de oxígeno a presiones de entrada entre 4 y 87 psi.

Rendimiento

Porcentaje de oxígeno:	Precisión \pm 2 % fuente de pared o tanque
------------------------	--

Si tiene alguna pregunta sobre este cambio, comuníquese con el Soporte técnico de Vapotherm al ts@vtherm.com o su representante local de Vapotherm.

AJW Technology Consulting GmbH
Breite Straße 3
40213 Düsseldorf (Germany)
Telephone: +49 211 54059 6030