


Boletim técnico		
 VAPOTHERM	TÍTULO: Atualizações das Instruções de Uso do HVT 2.0	
N° DO DOC.: TECH-00045_PT-BR	Revisão: A	PÁGINA: 1 de 1

Distribuição: Site da Vapotherm, Atendimento ao cliente, Suporte técnico e Equipe de vendas (global)

Assunto: este Boletim é uma atualização das Instruções de Uso do HVT 2.0:

- 43000655 Rev. B (EN)
- 43000656 Rev. B (EN)
- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV, PT, TR, ES-MX, ES, ID, JA-JP)

Consulte as Instruções de Uso (IFU) mencionadas acima para ver instruções completas e todos os avisos e precauções. As IFU podem ser baixadas em <https://vapotherm.com/hvt2/>

Data: Efetivo Imediatamente

Remova ou substitua as seguintes informações nas seções das IFU conforme indicado:

Seção 4: Usando o Sistema HVT 2.0

O recurso Calculadora de Fluxo Pediátrico não está mais disponível no dispositivo HVT 2.0.

Apêndice C - Especificações técnicas

Requisitos do sistema

Alimentação CA:	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz
Suprimento de oxigênio:	Concentração de oxigênio ou oxigênio em pressões de entrada entre 4 e 87 psi.

Desempenho

Porcentagem de oxigênio:	Precisão \pm 2% Fonte de tanque ou parede
--------------------------	---

Se você tiver alguma dúvida sobre essa alteração, fale com o Suporte técnico da Vapotherm em ts@vtherm.com ou com o representante local da Vapotherm.

AJW Technology Consulting GmbH
Breite Straße 3
40213 Düsseldorf (Germany)
Telephone: +49 211 54059 6030