


Teknisk bulletin		
 VAPOTHERM	TITEL: Uppdateringar av bruksanvisningen till HVT 2.0	
DOC-nr: TECH-00045_SV-SE	Revision: A	SIDA: 1 av 1

Distribution: Vapotherms webbplats, kundtjänst, teknisk support och säljteam (globalt)

Ämne: Denna bulletin fungerar som en uppdatering av bruksanvisningen till HVT 2.0:

- 43000655 Rev. B (EN)
- 43000656 Rev. B (EN)
- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV, PT, TR, ES-MX, ES, ID, JA-JP)

Se den bruksanvisning som nämns ovan för fullständiga anvisningar och samtliga varningar och försiktighetsåtgärder. Bruksanvisningar kan laddas ned på <https://vapotherm.com/hvt2/>

Datum: Gäller omedelbart

Ta bort eller ersätt följande information i de avsnitt i bruksanvisningen som anges:

Avsnitt 4: Använda HVT 2.0-systemet

Funktionen Flödesberäkning för spädbarn finns inte längre på HVT 2.0-enheten.

Bilaga C – Tekniska specifikationer

Systemkrav

AC-ström:	100 till 240 V AC, 50 till 60 Hz
Syrgastillförsel:	Syre eller syrgaskoncentration vid inloppstryck mellan 4 och 87 psi.

Prestanda

Syrgasprocent:	Noggrannhet $\pm 2\%$ väggfast källa eller behållare
----------------	--

Om du har några frågor om den här ändringen kan du kontakta Vapotherms tekniska support på ts@vtherm.com eller din lokala Vapotherm-representant.

AJW Technology Consulting GmbH
Breite Straße 3
40213 Düsseldorf (Germany)
Telephone: +49 211 54059 6030