

Teknik Bülten		
	BAŞLIK: HVT 2.0 Kullanım Talimatları Güncellemeleri	
Belge No: TECH-00045_TR-TR	Revizyon: A	SAYFA: 1 / 1

Dağıtım: Vapotherm web sitesi, Müşteri Hizmetleri, Teknik Destek ve Satış Ekibi (Küresel)

Konu: Bu Bülten, HVT 2.0 Kullanım Talimatlarınız için bir güncelleme teşkil eder:

- 43000655 Rev. B (EN)
- 43000656 Rev. B (EN)
- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV, PT, TR, ES-MX, ES, ID, JA-JP)

Eksiksiz talimatlar ile tüm uyarılar ve önlemler için yukarıda listelenen, atıf yapılmış Kullanım Talimatlarına (IFU) bakın. Kullanım Talimatları şu adresten indirilebilir:

<https://vapotherm.com/hvt2/>

Tarih: Derhal Geçerlidir

Lütfen Kullanım Talimatlarının Bölümlerinden aşağıdaki bilgileri gösterilen şekilde kaldırın veya değiştirin:

Bölüm 4: HVT 2.0 Sistemini Kullanma

Pediyatrik Akış Hesaplayıcısı özelliği artık HVT 2.0 cihazında bulunmamaktadır.

Ek C – Teknik Özellikler

Sistem Gereksinimleri

AC Gücü:	100 ila 240 VAC, 50 ila 60 Hz
Oksijen Kaynağı:	4 ile 87 psi arasındaki giriş basınçlarında oksijen veya oksijen konsantrasyonu.

Performans

Oksijen Yüzdesi:	Doğruluk \pm %2 Duvar veya Tüp Kaynağı
------------------	--

Bu değişiklik ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen ts@vtherm.com adresinden Vapotherm Teknik Destek ile veya yerel Vapotherm temsilcinizle iletişime geçin.

AJW Technology Consulting GmbH
Breite Straße 3
40213 Düsseldorf (Germany)
Telephone: +49 211 54059 6030